

Brugervejledningen til dit kontrolpanel indeholder oplysninger om, hvordan du betjener din kørestol. På de elektriske kørestole model 3 er grafikken opdateret i forhold til det, der er vist i brugervejledningen. Se nedenstående tabel for at få en visuel oversættelse af eksempler på ikoner.

Du finder brugervejledningen til kontrolpanelet her:



https://documentation.permobil.com/manuals/control_panels/

Grundlæggende ikoner	Gammel	Ny	Eksempel på ikoner	Gammel	Ny
Høre			Sædeløft		
Skildpadde			Sædehældning		
Fokus			Ryglæn		
Temperatur			Benstøtte		
Fartpilot					

Følgende er nogle af de nye funktioner på dit kontrolpanel.

1. Batteriniveau

- Batteriniveauerne vises som følger:
 - grøn 45-100 %
 - gul 25-44%
 - rød 0-24 %
- Batteribjælken blinker, når den skifter fra grøn til gul og mellem gule niveauer. Den blinker gentagne gange på rødt niveau.
- Batteriniveauet vises også i procent til højre for batteribjælken. Den ændrer sig i trin på fem procent.

2. Pile

- Pilene angiver, hvilke retninger du kan justere en funktion i.
- Hvis en retning ikke er mulig, er pilen grå.
- Pilen blinker mellem hvid og grå, når en funktion har nået sin slutposition.

Se nedenstående tabel for at sammenligne den gamle og den nye skærm på kontrolpanelet.

Skærmoversigt	Gammel	Ny
<p> A Profilnavn B Venstre blinklys (og benstøtkehældning) C Indikator for maksimal hastighed D Advarselsblink (og sædeløft) E Batteriindikator F Ur G Lys (og ryglæns-hældning) H Profilnummer I Højre blinklys (og sædehældning) </p> <p> Ⓞ Ⓞ Aktuell hastighed eller begrænsninger i sædetilstand, se nedenfor. </p>		

3. Cirkel Ⓞ

- I køretilstand vises eventuelle begrænsninger af den maksimale hastighed som en kombination af cirklen og en orange skildpadde.

Den maksimale hastighed er indstillet til 6 km/t, og der anvendes ingen begrænsninger.	
Den maksimale hastighed er begrænset til 3 km/t, hvilket angives af to ting: – den reducerede bjælke til venstre for indstillingen af maksimal hastighed, og – den orange skildpadde, der vises midt på skærmen.	

- I sædetilstand angiver cirkelns farve forskellige ting:

Grøn angiver, at den maksimale hastighed ikke begrænses af den viste aktive sædefunktion.	
Gul angiver, at den maksimale hastighed ikke begrænses af den viste aktive sædefunktion.	
Rød angiver, at den maksimale hastighed ikke begrænses af den viste aktive sædefunktion.	