

Die Bedienungsanleitung Ihres Steuerpults enthält Informationen zur Bedienung Ihres Rollstuhls. Die Grafiken der Elektrorollstühle Modell 3 wurden anhand der Grafiken in der Bedienungsanleitung aktualisiert. In der Tabelle unten finden Sie eine visuelle Übersetzung der Beispielsymbole.

Die Bedienungsanleitung für Ihr Steuerpult finden Sie hier:



https://documentation.permobil.com/manuals/control_panels/

Grundsymbole	Alt	Neu	Beispielsymbole	Alt	Neu
Hase			Sitzhöhenverstellung		
Schildkröte			Sitzkantelung (Sitzneigung)		
Fokus			Rückenlehne		
Temperatur			Beinstütze		
Stufenloser Schaltbetrieb					

Im Folgenden finden Sie einige der neuen Funktionen auf Ihrem Steuerpult.

1. Ladezustand des Akkus

- Der Ladezustand des Akkus wird wie folgt angezeigt:
 - grün 45–100 %
 - gelb 25–44 %
 - rot 0–24 %
- Der Balken blinkt, wenn er von grün auf gelb und zwischen den gelben Stufen wechselt. Im roten Bereich blinkt er wiederholt.
- Der Ladezustand wird auch in Prozent rechts neben dem Ladebalken angezeigt. Er ändert sich in Schritten von fünf Prozent.

2. Pfeile

- Die Pfeile zeigen an, in welche Richtungen Sie eine Funktion einstellen können.
- Ist eine Richtung nicht möglich, ist der Pfeil grau.
- Der Pfeil blinkt zwischen Weiß und Grau, wenn eine Funktion ihre Endposition erreicht hat.

In der folgenden Tabelle finden Sie eine Gegenüberstellung des alten und des neuen Bildschirms Ihres Steuerpults.

Bildschirmübersicht	Alt	Neu
<p> A Profilname B Blinker links (und Beinstützenneigung) C Geschwindigkeitsbegrenzungsanzeige D Warnblinklicht (und Sitzhöhenverstellung) E Ladezustandsanzeige F Uhr G Beleuchtung (und Rückenlehnenneigung) H Profilnummer I Blinker rechts (und Sitzkantelung) </p> <p> Ⓞ Aktuelle Geschwindigkeit oder Begrenzungen im Sitzmodus, siehe unten </p>		

3. Kreis Ⓞ

- Im Fahrbetrieb werden eventuelle Einschränkungen der Höchstgeschwindigkeit als Kombination aus Kreis und orangefarbener Schildkröte angezeigt.

Die Höchstgeschwindigkeit ist auf 6 km/h eingestellt und es gelten keine Einschränkungen.	
Die Höchstgeschwindigkeit ist auf 3 km/h begrenzt, was durch zwei Dinge angezeigt wird: – die Leiste links mit der eingestellten Geschwindigkeitsbegrenzung und – die orangefarbene Schildkröte in der Mitte des Bildschirms.	

- Im Sitzmodus zeigt die Farbe des Kreises verschiedene Dinge an:

Grün zeigt an, dass die Höchstgeschwindigkeit nicht durch die angezeigte aktive Sitzfunktion begrenzt ist.	
Gelb zeigt an, dass die Höchstgeschwindigkeit durch die angezeigte aktive Sitzfunktion begrenzt ist.	
Rot zeigt an, dass der Antrieb durch die angezeigte aktive Sitzfunktion gesperrt ist.	