

Model 3 | Nieuwe grafische afbeeldingen op bedieningspaneel

+31 45 564 54 81
info@permobil.nl
www.permobil.com

De gebruikershandleiding van uw bedieningspaneel bevat informatie over het bedienen van uw rolstoel. Voor elektrische rolstoelen in model 3 zijn de afbeeldingen vernieuwd, waardoor ze afwijken van de afbeeldingen in de gebruikershandleiding. Raadpleeg de onderstaande tabel voor een visuele vertaling van voorbeeldpictogrammen.

De gebruikershandleiding voor uw bedieningspaneel vindt u hier:



https://documentation.permobil.com/manuals/control_panels/

Basispictogrammen	Oud	Nieuw	Voorbeeldpictogrammen	Oud	Nieuw
Haas			Zittinglift		
Schildpad			Kantelverstelling		
Focus			Rugleuning		
Temperatuur			Beensteun		
Cruisevergrendeling					

Hieronder vindt u enkele van de nieuwe functies op uw bedieningspaneel.

1. Accuniveau

- Het accuniveau wordt als volgt weergegeven:
 - groen 45–100%
 - geel 25–44%
 - rood 0–24%
- De accubalk knippert wanneer deze verandert van groen naar geel en tussen gele niveaus. Hij knippert herhaaldelijk op rood niveau.
- Het accuniveau wordt rechts van de accubalk ook weergegeven als percentage. Het verandert in stappen van vijf procent.

2. Pijlen

- De pijlen geven aan in welke richting u een functie kunt aanpassen.
- Als een richting niet mogelijk is, is de pijl grijs.
- De pijl knippert afwisselend wit en grijs wanneer een functie zijn eindpositie heeft bereikt.

Raadpleeg de onderstaande tabel om het oude en het nieuwe scherm van uw bedieningspaneel met elkaar te vergelijken.

Model 3 | Nieuwe grafische afbeeldingen op bedieningspaneel

+31 45 564 54 81
 info@permobil.nl
 www.permobil.com

Schermoverzicht	Oud	Nieuw
<p>A Profielnaam B Richtingaanwijzer links (en kanteling beensteun) C Indicator voor maximale snelheid D Alarmlichten (en zittinglift) E Accu-indicator F Klok G Verlichting (en kanteling rugleuning) H Profielnummer I Richtingaanwijzer rechts (en kanteling zitting)</p> <p>Ⓓ Actuele snelheid of beperkingen in zitmodus; zie hieronder.</p>		

3. Cirkel Ⓓ

- In de rijmodus worden eventuele begrenzings van de maximumsnelheid weergegeven als een combinatie van de cirkel en een oranje schildpad.

De maximumsnelheid is ingesteld op 6 km/h en er gelden geen beperkingen.	
Hier ziet u een voorbeeld waarbij de maximumsnelheid begrensd is op 3 km/h, wat op twee manieren wordt aangegeven: – de gereduceerde balk links voor de instelling van de maximumsnelheid, en – de oranje schildpad in het midden van het scherm.	

- In de zitmodus geeft de kleur van de cirkel verschillende dingen aan:

Groen geeft aan dat de maximumsnelheid niet wordt begrensd door de weergegeven actieve zitfunctie.	
Geel geeft aan dat de maximumsnelheid wordt begrensd door de weergegeven actieve zitfunctie.	
Rood geeft aan dat de aandrijving geblokkeerd is door de weergegeven actieve zitfunctie.	