

O manual do utilizador do seu painel de controlo contém informações sobre como utilizar a sua cadeira de rodas. As cadeiras de rodas elétricas de modelo 3 têm gráficos atualizados em relação aos que aparecem no manual do utilizador. Consulte a tabela abaixo para uma tradução visual dos ícones de exemplo.

Pode encontrar o manual do utilizador do seu painel de controlo aqui:



[https://documentation.permobil.com/manuals/control\\_panels/](https://documentation.permobil.com/manuals/control_panels/)

Ícones básicos	Antigos	Novos	Ícones de exemplo	Antigos	Novos
Lebre			Elevação do assento		
Tartaruga			Inclinação do assento		
Foco			Encosto		
Temperatura			Apoio das pernas		
Trinco de bloqueio					

Seguem-se algumas das novas funções do seu painel de controlo.

## 1. Nível da bateria

- Os níveis da bateria são apresentados da seguinte forma:
  - verde 45-100%
  - amarelo 25-44%
  - vermelho 0-24%
- A barra da bateria pisca quando muda de verde para amarelo e entre níveis de amarelo. Pisca repetidamente com o nível vermelho.
- O nível da bateria também é apresentado em percentagem à direita da barra da bateria. Altera-se em incrementos de cinco por cento.

## 2. Setas

- As setas indicam as direções em que pode ajustar uma função.
- Se não for possível uma direção, a seta fica cinzenta.
- A seta pisca entre branco e cinzento quando uma função atinge a sua posição final.

Consulte a tabela abaixo para comparar o ecrã antigo com o novo do seu painel de controlo.

Visão geral do ecrã	Antigo	Novo
<p> <b>A</b> Nome do perfil  <b>B</b> Pisca da esquerda (e inclinação do apoio das pernas)  <b>C</b> Indicador de velocidade máxima  <b>D</b> Luzes de perigo (e elevador do assento)  <b>E</b> Indicador da bateria  <b>F</b> Relógio  <b>G</b> Luzes (e inclinação do encosto)  <b>H</b> Nome do perfil  <b>I</b> Pisca da direita (e inclinação do assento)                 </p> <p> <b>Ⓓ</b> Velocidade atual ou limitações no modo do assento, ver abaixo.                 </p>		

### 3. Círculo Ⓓ

- No modo de condução, todas as restrições à velocidade máxima são apresentadas como uma combinação de círculo e tartaruga cor de laranja.

A velocidade máxima está ajustada para 6 km/h e não se aplicam restrições.	
A velocidade máxima está restrita a 3 km/h, o que é indicado por duas coisas: – a barra reduzida do lado esquerdo para a configuração da velocidade máxima, e – a tartaruga laranja apresentada no centro do ecrã.	

- No modo de assento, a cor do círculo indica coisas diferentes:

Verde indica que a velocidade máxima não está limitada pela função do assento ativa apresentada.	
Amarelo indica que a velocidade máxima está limitada pela função do assento ativa apresentada.	
Vermelho indica que a condução está inibida pela função de assento ativa apresentada.	