

Priročnik za uporabo nadzorne plošče vsebuje informacije o upravljanju invalidskega vozička. Električni invalidski vozički modela 3 imajo posodobljene grafične elemente v primerjavi s tistimi, ki so prikazani v priročniku za uporabo. Vizualni prikaz primerov ikon najdete v spodnji preglednici.

Priročnik za uporabo nadzorne plošče je na voljo na tem naslovu:



https://documentation.permobil.com/manuals/control_panels/

Osnovne ikone	Staro	Novo	Primeri ikon	Staro	Novo
Zajec			Dvig sedeža		
Želva			Naklon sedeža		
Fokus			Naslon za hrbet		
Temperatura			Naslon za nogo		
Tempomatska zapora					

V nadaljevanju je navedenih nekaj novih funkcij na nadzorni plošči.

1. Raven napolnjenosti akumulatorjev

- Ravni napolnjenosti akumulatorjev so prikazane na naslednji način:
 - zelena: 45–100 %
 - rumena: 25–44 %
 - rdeča: 0–24 %
- Črta akumulatorjev utripa pri prehajanju z zelene na rumeno raven in med rumenimi ravnmi. Na rdeči ravni neprekinjeno utripa.
- Raven napolnjenosti akumulatorjev je prikazana tudi kot odstotek na desni strani ikone akumulatorjev s črticami. Ta se spreminja v korakih po pet odstotkov.

2. Puščice

- Puščice označujejo možne smeri nastavitve, ki jih omogoča določena funkcija.
- Če smer ni mogoča, je puščica siva.
- Ko funkcija doseže končni položaj, puščica utripa izmenično belo in sivo.

Primerjavo starega in novega zaslona nadzorne plošče najdete v spodnji preglednici.

Pregled zaslona	Staro	Novo
<p> A Ime profila B Levi smernik (in naklon naslona za nogo) C Indikator največje hitrosti D Opozorilne luči (in dvig sedeža) E Indikator akumulatorjev F Ura G Luči (in naklon naslona za hrbet) H Številka profila I Desni smernik (in naklon sedeža) </p> <p> Ⓞ Trenutna hitrost ali omejitve v načinu sedeža; glejte spodaj. </p>		

3. Krog Ⓞ

- V načinu vožnje so morebitne omejitve največje hitrosti prikazane s kombinacijo kroga in želve.

Največja hitrost je nastavljena na 6 km/h in ne veljajo nobene omejitve.	
Največja hitrost je omejena na 3 km/h, kar označujeta dve stvari: <ul style="list-style-type: none"> – zmanjšana črta na levi strani za nastavev največje hitrosti in – oranžna želva, prikazana na sredini zaslona. 	

- V načinu sedeža barva kroga označuje različne stvari:

Zelena barva označuje, da največja hitrost ni omejena s prikazano omogočeno funkcijo sedeža.	
Rumena barva označuje, da prikazana omogočena funkcija sedeža omejuje največjo hitrost.	
Rdeča barva označuje, da prikazana omogočena funkcija sedeža onemogoča vožnjo.	