

El manual de usuario del panel de control contiene información sobre cómo utilizar la silla de ruedas. Las sillas de ruedas eléctricas del modelo 3 tienen gráficos actualizados con respecto a los vistos en el manual de usuario. Consulte la siguiente tabla para ver una traducción visual de iconos de ejemplo.

Puede encontrar el manual de usuario de su panel de control aquí:



https://documentation.permobil.com/manuals/control_panels/

| Iconos básicos | Antiguo | Nuevo | Iconos de ejemplo | Antiguo | Nuevo |
|------------------------|---------|-------|--------------------------|---------|-------|
| Liebre | | | Elevación del asiento | | |
| Tortuga | | | Inclinación del asiento | | |
| Foco | | | Respaldo | | |
| Temperatura | | | Soporte para las piernas | | |
| Regulador de velocidad | | | | | |

Las siguientes son algunas de las nuevas funciones de su panel de control.

1. Nivel de la batería

- Los niveles de la batería se muestran de la siguiente manera:
 - verde 45-100 %
 - amarillo 25-44 %
 - rojo 0-24 %
- La barra de la batería parpadea cuando cambia de verde a amarillo y entre los niveles amarillos. Parpadea repetidamente en el nivel rojo.
- El nivel de batería también se muestra como un número porcentual a la derecha de la barra de batería. Cambia en incrementos del 5 %.

2. Flechas

- Las flechas blancas indican las direcciones en las que puede ajustar una función.
- Si no es posible ajustar una dirección, la flecha se visualiza en gris.
- La flecha parpadea entre blanco y gris cuando una función ha alcanzado su posición final.

En la siguiente tabla puede comparar la pantalla antigua y la nueva de su panel de control.

| Vista de la pantalla | Antiguo | Nuevo |
|--|---------|-------|
| <p> A Nombre del perfil B Intermite izquierdo (e inclinación del reposapiernas) C Indicador de velocidad máxima D Luces de emergencia (y elevación del asiento) E Indicador de batería F Reloj G Luces (e inclinación del respaldo) H Nombre del perfil I Intermite derecho (e inclinación del asiento) </p> <p> d Velocidad actual o limitaciones en el modo de asiento, véase a continuación. </p> | | |

3. Círculo **d**

- En el modo de conducción se muestran las limitaciones de la velocidad máxima en combinación con el círculo y la tortuga naranja.

| | |
|--|--|
| La velocidad máxima se ajusta a 6 km/h y no se aplican restricciones. | |
| La velocidad máxima está limitada a 3 km/h, lo que se indica mediante dos cosas: <ul style="list-style-type: none"> la barra reducida a la izquierda para el ajuste de la velocidad máxima y la tortuga naranja que aparece en el centro de la pantalla. | |

- En el modo de asiento, el color del círculo indica diferentes cosas:

| | |
|---|--|
| El color verde indica que la velocidad máxima no está limitada por la función de asiento activa mostrada. | |
| El color amarillo indica que la velocidad máxima está limitada por la función de asiento activa mostrada. | |
| El color rojo indica que la función de asiento activa visualizada impide la conducción. | |