

# Model 3 | 새로운 제어 패널 그래픽

제어 패널 사용자 설명서에는 휠체어 작동 방법에 대한 정보가 포함되어 있습니다. Model 3 전동 휠체어는 사용자 설명서 그래픽을 업데이트했습니다. 예시 아이콘의 시각적 번역은 아래 표 참조.

제어 패널 사용자 설명서는 아래에 있습니다.



[https://documentation.permobil.com/manuals/control\\_panels/](https://documentation.permobil.com/manuals/control_panels/)

기본 아이콘	이전	새로운 특징	예시 아이콘	이전	새로운 특징
토끼			시트 리프트		
거북이			시트 기울기		
포커스			등받이		
온도			다리 받침대		
크루즈 래치					

다음은 제어 패널의 새로운 기능 중 일부입니다.

## 1. 배터리 레벨

- 배터리 레벨은 다음과 같이 표시됩니다.
  - 녹색 45~100%
  - 노란색 25~44%
  - 빨간색 0~24%
- 배터리 바는 녹색에서 노란색으로, 그리고 노란색 레벨 사이로 바뀔 때 깜박입니다. 빨간색 레벨에서는 반복적으로 깜박입니다.
- 배터리 레벨은 배터리 표시줄 오른쪽에 백분율로도 표시됩니다. 이 값은 5% 단위로 변경됩니다.

## 2. 화살표

- 화살표는 기능을 조정할 수 있는 방향을 나타냅니다.
- 불가능한 방향이면 화살표가 회색으로 표시됩니다.
- 기능이 끝 위치에 도달하면 화살표가 흰색과 회색 사이에서 깜박입니다.

제어 패널의 이전 화면과 새로운 화면의 비교는 아래 표 참조.

# Model 3 | 새로운 제어 패널 그래픽

화면 개요	이전	새로운 특징
<p> <b>A</b> 프로필 이름  <b>B</b> 왼쪽 방향 지시등(및 다리 받침대 기울기)  <b>C</b> 최고 속도 표시기  <b>D</b> 비상등(및 시트 리프트)  <b>E</b> 배터리 상태 표시기  <b>F</b> 시계  <b>G</b> 조명(및 등받이 기울기)  <b>H</b> 프로필 번호  <b>I</b> 오른쪽 방향 지시등(및 시트 기울기)                 </p> <p>ⓐ 시트 모드의 현재 속도 또는 제한은 아래를 참조하십시오.</p>		

### 3. 원ⓐ

- 주행 모드에서는 최고 속도 제한이 원과 주황색 거북이의 조합으로 표시됩니다.

<p>최고 속도가 시속 <b>6km</b>로 설정되어 있으며 제한 사항이 없습니다.</p>	
<p>최고 속도가 시속 <b>3km</b>로 제한되며, 이는 다음과 같은 두 가지 방법으로 표시됩니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>왼쪽의 줄어든 바로 최고 속도 설정을 표시</li> <li>화면 중앙의 주황색 거북이로 표시.</li> </ul>	

- 시트 모드에서 원의 색상은 다음과 같이 다양한 것을 나타냅니다.

<p>녹색은 표시된 액티브 시트 기능에 의해 최고 속도가 제한되지 않음을 나타냅니다.</p>	
<p>노란색은 표시된 액티브 시트 기능에 의해 최고 속도가 제한됨을 나타냅니다.</p>	
<p>빨간색은 표시된 액티브 시트 기능에 의해 주행이 차단되었음을 나타냅니다.</p>	