

Το εγχειρίδιο χρήσης του πίνακα ελέγχου περιέχει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του αναπηρικού αμαξιδίου. Τα ηλεκτρικά αναπηρικά αμαξίδια μοντέλου 3 έχουν διαφορετικά γραφικά από αυτά που εμφανίζονται στο εγχειρίδιο χρήσης (λόγω μεταγενέστερης ενημέρωσης). Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα για μια οπτική απόδοση ορισμένων ενδεικτικών εικονιδίων.

Μπορείτε να βρείτε το εγχειρίδιο χρήσης για τον πίνακα ελέγχου εδώ:



[https://documentation.permobil.com/manuals/control\\_panels/](https://documentation.permobil.com/manuals/control_panels/)

Βασικά εικονίδια	Παλιά	Νέο	Παραδείγματα συμβόλων	Παλιά	Νέο
Λαγός			Σύστημα ανύψωσης καθίσματος		
Χελώνα			Σύστημα ανάκλισης καθίσματος		
Συγκέντρωση			Στήριγμα πλάτης		
Θερμοκρασία			Υποπόδιο		
Διάταξη ασφάλισης πορείας					

Ακολουθούν μερικές από τις νέες λειτουργίες του πίνακα ελέγχου σας.

## 1. Στάθμη μπαταρίας

- Οι στάθμες της μπαταρίας εμφανίζονται ως εξής:
  - πράσινο 45-100%
  - κίτρινο 25-44%
  - κόκκινο 0-24%
- Η γραμμή μπαταρίας αναβοσβήνει όταν αλλάζει από πράσινη σε κίτρινη και μεταξύ κίτρινων επιπέδων. Αναβοσβήνει επανειλημμένα στο κόκκινο επίπεδο.
- Η στάθμη της μπαταρίας εμφανίζεται επίσης ως ποσοστό στα δεξιά της γραμμής μπαταρίας. Αλλάζει σε βήματα του πέντε τοις εκατό.

## 2. Βέλη

- Τα βέλη δείχνουν προς ποιες κατευθύνσεις μπορείτε να ρυθμίσετε μια λειτουργία.
- Εάν δεν είναι δυνατή να οριστεί κατεύθυνση, το βέλος είναι γκρι.
- Το βέλος αναβοσβήνει μεταξύ λευκού και γκρι χρώματος, όταν μια λειτουργία έχει φτάσει στην τελική της θέση.

Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα για μια σύγκριση της παλιάς και της νέας οθόνης του πίνακα ελέγχου σας.

Επισκόπηση οθόνης	Παλιά	Νέο
<p> <b>A</b> Όνομα προφίλ  <b>B</b> Αριστερό φλας (και κλίση υποποδίου)  <b>C</b> Ένδειξη μέγιστης ταχύτητας  <b>D</b> Φώτα κινδύνου (και ανύψωση καθίσματος)  <b>E</b> Ένδειξη μπαταρίας  <b>F</b> Ώρα  <b>G</b> Φώτα (και κλίση πλάτης καθίσματος)  <b>H</b> Αριθμός προφίλ  <b>I</b> Δεξί φλας (και ανάκλιση καθίσματος)                 </p> <p>                     © Τρέχουσα ταχύτητα ή περιορισμοί στη λειτουργία καθίσματος (βλ. παρακάτω).                 </p>		

### 3. οπή©

- Στη λειτουργία οδήγησης, τυχόν περιορισμοί στη μέγιστη ταχύτητα εμφανίζονται ως συνδυασμοί κύκλου και πορτοκαλί χελώνας.

<p>Η μέγιστη ταχύτητα είναι ρυθμισμένη στα <b>6 km/h</b> και δεν υπάρχουν περιορισμοί.</p>	
<p>Η μέγιστη ταχύτητα περιορίζεται στα <b>3 km/h</b>, η οποία υποδεικνύεται από δύο στοιχεία:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- τη μειωμένη μπάρα στα αριστερά για τη ρύθμιση της μέγιστης ταχύτητας και</li> <li>- την πορτοκαλί χελώνα που εμφανίζεται στο κέντρο της οθόνης.</li> </ul>	

- Όταν βρισκόσθε σε λειτουργία καθίσματος, το χρώμα του κύκλου υποδεικνύει διαφορετικά πράγματα:

<p>Το πράσινο χρώμα υποδεικνύει ότι η μέγιστη ταχύτητα δεν περιορίζεται από την εμφανιζόμενη ενεργή λειτουργία καθίσματος.</p>	
<p>Το κίτρινο χρώμα υποδεικνύει ότι η μέγιστη ταχύτητα περιορίζεται από την εμφανιζόμενη ενεργή λειτουργία καθίσματος.</p>	
<p>Το κόκκινο χρώμα υποδεικνύει ότι η οδήγηση περιορίζεται από την εμφανιζόμενη ενεργή λειτουργία καθίσματος.</p>	